

FEP-Schlauch, OD=2mm, ID=1mm, Länge 1,37 m, inkl. 1x 1/4-28 UNF Fitting, einseitig zugespitzt

Artikelnummer H240134



Produktbeschreibung

FEP-Schlauch, OD=2mm, ID=1mm, Länge 1,37m, inkl. 1x 1/4-28 UNF Fitting, einseitig zugespitzt

Anschluss-A: 1/4-28 UNF
Hersteller-Nr.: 240134
Innendurchmesser (ID): 1,0 mm
Länge: 1,37 m
Material: FEP
Außendurchmesser (OD): 2,0 mm

Weitere Bilder

