


1/4-28 UNF Delrin Niederdruck-Fitting (schwarz) inkl. ETFE-Ferrule (gelb) für 1/8" Kapillare

Artikelnummer XP-301



Produktbeschreibung

1/4-28 UNF Delrin Niederdruck-Fitting (schwarz) inkl. ETFE-Ferrule (gelb) für 1/8" Kapillare

Material: Delrin
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewinde: 1/4-28 UNF
Außendurchmesser (OD): 1/8"

Weitere Bilder

