

1/4-28 UNF PCTFE Niederdruck-Fitting (flanged) inkl. Dichtscheibe + Knickschutzfeder (AD 2,9mm)

Artikelnummer H209721



Produktbeschreibung

1/4-28 UNF PCTFE Niederdruck-Fitting (flanged) inkl. Dichtscheibe + Knickschutzfeder (AD 2,9mm)

Material: PCTFE
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewinde: 1/4-28 UNF
Hersteller-Nr.: 209721
Innendurchmesser (ID): 2.9 mm

Weitere Bilder

