

Split/Splitless-FocusLiner für Shimadzu 17A (Pckg. à 5 Stück)

Artikelnummer S092062



Produktbeschreibung

Split/Splitless-FocusLiner für Shimadzu Nexis GC-2030, GC-2025, GC-2014, GC-2010 Pro, GC-2010, GC-17A, GC-14 und GC-14A (Pckg. à 5 Stück)

Liner Innendurchmesser: 3,4 mm

Liner Länge: 95 mm

Liner Außendurchmesser: 5,0 mm

Verpackungseinheit: 5 Stück

Hersteller-Nr.: 092062

Produkteigenschaften

**Geräte-
Hersteller** Shimadzu

Geräte-Modell Shimadzu Nexis GC-2010 / Plus, Shimadzu Nexis GC-2014, Shimadzu Nexis GC-2025, Shimadzu Nexis GC-2030

Weitere Bilder

