


Split-Liner (gerade, ohne Verjüngung) 95x5x3.4mm für Shimadzu 2010, 2014, 17A (Pckg. à 5 Stück)

Artikelnummer S092064



Produktbeschreibung

Split-Liner (gerade, ohne Verjüngung) 95x5x3.4mm für Shimadzu Nexis GC-2030, GC-2025, GC-2014, GC-2010 Pro und GC-2010 (Pckg. à 5 Stück)

Liner Innendurchmesser: 3,4 mm

Liner Länge: 95 mm

Liner Außendurchmesser: 5,0 mm

Verpackungseinheit: 5 Stück

Hersteller-Nr.: 092064

Produkteigenschaften

**Geräte-
Hersteller** Shimadzu

Geräte-Modell Shimadzu Nexis GC-2010 / Plus, Shimadzu Nexis GC-2014, Shimadzu Nexis GC-2025, Shimadzu Nexis GC-2030

Weitere Bilder

