


ConnectTite Liner 95x5x3.5mm, Standard für Shimadzu 2010 (Pckg. à 5 Stück)

Artikelnummer S092329



Produktbeschreibung

ConnectTite Liner 95x5x3.5mm, Standard für Shimadzu Nexis GC-2030, GC-2025, GC-2014, GC-2010 Pro, GC-2010 und GC-17A (Pckg. à 5 Stück)

Liner Innendurchmesser: 3,4 mm

Liner Länge: 95 mm

Liner Außendurchmesser: 5,0 mm

Verpackungseinheit: 5 Stück

Hersteller-Nr.: 092329

Produkteigenschaften

**Geräte-
Hersteller** Shimadzu

Geräte-Modell Shimadzu Nexis GC-2010 / Plus, Shimadzu Nexis GC-2014, Shimadzu Nexis GC-2025, Shimadzu Nexis GC-2030

Weitere Bilder

