


ConnecTite Liner für Shimadzu, Top Hole, inkl. O-Ringe (Pckg. à 5 Stück)

Artikelnummer S092330



Produktbeschreibung

ConnecTite Liner Top Hole, inkl. O-Ringe für Shimadzu Nexis GC-2030, GC-2025, GC-2014, GC-2010 Pro, GC-2010 und GC-17A (Pckg. à 5 Stück)

Liner Innendurchmesser: 3,4 mm

Liner Länge: 95 mm

Liner Außendurchmesser: 5,0 mm

Verpackungseinheit: 5 Stück

Hersteller-Nr.: 092330

Produkteigenschaften

**Geräte-
Hersteller** Shimadzu

Geräte-Modell Shimadzu Nexis GC-2010 / Plus, Shimadzu Nexis GC-2014, Shimadzu Nexis GC-2025, Shimadzu Nexis GC-2030

Weitere Bilder

