


Liner für Shimadzu 2010 und GC17A, 95x2.6mm ID (Pckg. à 5 Stück)

Artikelnummer S0920861



Produktbeschreibung

Direkt-Liner 95x2.6mm für Shimadzu Nexis GC-2030, GC-2025, GC-2014, GC-2010 Pro und GC-2010 (Pckg. à 5 Stück)

Liner Innendurchmesser: 2,6 mm
Liner Länge: 95 mm
Liner Außendurchmesser: 5,0 mm
Verpackungseinheit: 5 Stück
Hersteller-Nr.: 0920861

Produkteigenschaften

Geräte- Hersteller	Shimadzu
Geräte-Modell	Shimadzu Nexis GC-2010 / Plus, Shimadzu Nexis GC-2014, Shimadzu Nexis GC-2025, Shimadzu Nexis GC-2030

Weitere Bilder

