


ConnecTite Liner für Shimadzu 0.53 mm ID columns (Pckg. à 5 Stück)

Artikelnummer S092087



Produktbeschreibung

ConnecTite Liner 0.53 mm ID columns für Shimadzu Nexis GC-2030, GC-2025, GC-2014, GC-2010 Pro und GC-2010 (Pckg. à 5 Stück)

Liner Innendurchmesser: 2,6 mm
Liner Länge: 95 mm
Liner Außendurchmesser: 5,0 mm
Verpackungseinheit: 5 Stück
Hersteller-Nr.: 092087

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Shimadzu
Geräte-Modell Shimadzu Nexis GC-2010 / Plus, Shimadzu Nexis GC-2014, Shimadzu Nexis GC-2025, Shimadzu Nexis GC-2030

Weitere Bilder

