

11mm Aluminium Bördelkappe, silber, mit Loch; PTFE rot/ Silicon weiß/ PTFE rot, 1,0mm

Artikelnummer 60196-1103



Produktbeschreibung

11mm Aluminium Bördelkappe, silber, mit Loch; PTFE rot/ Silicon weiß/ PTFE rot, 1,0mm (Pckg. á 1.000 Stück)

Kategorie: Bördel/Crimp
Farbe: Silber
Kappe vergleichbar: 5183-4499
Material: Aluminium
Verpackungseinheit: 1.000 Stück
Dicke der Dichtung: 1 mm
Seitenmaterial: Silicone/PTFE
Größe: 11 mm

Weitere Bilder

