

11mm Aluminium Bördelkappe, silber, mit Loch; Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent, 1,0mm

Artikelnummer 60209-1103



Produktbeschreibung

11mm Aluminium Bördelkappe, silber, mit Loch; Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1,0mm (Pckg. á 1.000 Stück)

Kategorie:	Bördel/Crimp
Farbe:	Silber
Kappe vergleichbar:	5181-1210
Material:	Aluminium
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Dicke der Dichtung:	1 mm
Septenmaterial:	Nat.Rubber/TEF
Größe:	11 mm

Weitere Bilder

