

11mm Aluminium Bördelkappe, silber, mit Loch; Naturkautschuk rot-orange/Butyl rot/TEF transparent, 1,0mm

Artikelnummer 60300-1103



Produktbeschreibung

11mm Aluminium Bördelkappe, silber, mit Loch; Naturkautschuk rot-orange/Butyl rot/TEF transparent, 1,0mm (Pckg. á 1.000 Stück)

Kategorie:	Bördel/Crimp
Farbe:	Silber
Material:	Aluminium
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Dicke der Dichtung:	1 mm
Septenmaterial:	Nat.Rubber/Butyl/TEF
Größe:	11 mm

Weitere Bilder

