

20mm PE Kappe, transparent, mit 4,3mm Loch, Kappenhöhe 8,4mm; Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent, 1,3mm

Artikelnummer 60321-2215



Produktbeschreibung

20mm PE Kappe, transparent, mit 4,3mm Loch, Kappenhöhe 8,4mm; Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1,3mm (Pckg. á 1.000 Stück)

Kategorie:	Schnappdeckel
Farbe:	Transparent
Material:	PE
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Dicke der Dichtung:	1,3 mm
Septenmaterial:	Nat.Rubber/TEF
Größe:	20 mm

Weitere Bilder

