

11mm Aluminium Bördelkappe, farblos lackiert, mit Loch, mit Rollierung; PTFE virginal, 0,25mm

Artikelnummer 60339-1103



Produktbeschreibung

11mm Aluminium Bördelkappe, farblos lackiert, mit Loch, mit Rollierung; PTFE virginal, 53° shore D, 0,25mm (Pckg. á 1.000 Stück)

Kategorie:	Bördel/Crimp
Farbe:	Farblos lackiert
Material:	Aluminium
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Dicke der Dichtung:	0,25 mm
Seitenmaterial:	PTFE virginal
Größe:	11 mm

Weitere Bilder

