

11mm Aluminium-Bördelkappe, farblos lackiert, mit Loch; Silicon weiß/PTFE blau, 1.5mm, kreuzgeschlitzt

Artikelnummer 60464-1103



Produktbeschreibung

11mm Aluminium-Bördelkappe, farblos lackiert, mit Loch; Silicon weiß/PTFE blau, 55° shore A, 1.5mm, kreuzgeschlitzt (Pckg. à 1.000 Stück)

Kategorie:	Bördel/Crimp
Farbe:	Farblos lackiert
Material:	Aluminium
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Dicke der Dichtung:	1,5 mm
Septen Funktion:	geschlitzt
Septenmaterial:	Silicone/PTFE
Größe:	11 mm

Weitere Bilder

