

Low Cost 11mm Alu-Bördelkappe, farblos lackiert, 5,5mm Loch; Naturkautschuk rot-orange/ TEF transparent, 1mm

Artikelnummer 60535-1103



Produktbeschreibung

11mm Alu-Bördelkappe, farblos lackiert, 5,5mm Loch; Naturkautschuk rot-orange/ TEF transparent, 60 shore A, 1mm (Pckg. á 1.000 Stück) - Low Cost Variante

Kategorie:	Bördel/Crimp
Farbe:	Farblos lackiert
Material:	Aluminium
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Dicke der Dichtung:	1 mm
Septenmaterial:	Nat.Rubber/TEF
Größe:	11 mm

Weitere Bilder

