

11mm Bördelkappe, Alu, silber mit pigmentfreiem MS-Pure Septum aus klarem Silikon/PTFE

Artikelnummer 60584-1103



Produktbeschreibung

11 mm Bördelkappe, Alu, silbrig mit pigmentfreiem ms-Pure Septum aus klarem Silikon/PTFE (Pckg. à 500 Stück)

- pigmentfreies Silikon höchster Qualität
- geringes Bluten
- kein Partikelaustritt beim Durchstechen
- gutes Dichten nach dem Durchstechen
- für Mehrfachinjektion geeignet
- optimierte Elastizität des Silikons für beste Dichtheit

Kategorie: Bördel/Crimp
Farbe: Silber
Material: Aluminium
Verpackungseinheit: 500 Stück
Dicke der Dichtung: 1 mm
Septenmaterial: Silicone/PTFE
Größe: 11 mm

Weitere Bilder

