

11mm PE-Schnapppringkappe, transparent, mit Loch; Silicon weiß/PTFE blau, 1.0mm, kreuzgeschlitzt

Artikelnummer 60650-1115



Produktbeschreibung

11mm PE-Schnapppringkappe, transparent, mit Loch; Silicon weiß/PTFE blau, 55° shore A, 1.0mm, kreuzgeschlitzt (Pckg. à 1.000 Stück)

Kategorie:	Schnapppring
Farbe:	Transparent
Kappe vergleichbar:	5183-4511
Material:	PE
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Dicke der Dichtung:	1 mm
Septen Funktion:	geschlitzt
Septenmaterial:	Silicone/PTFE
Größe:	11 mm

Weitere Bilder

