

20mm UltraClean Headspace-Kappe mit Überdrucksicherung, farblos lackiert, mit Loch; Silicon weiß/PTFE beige, 3,0mm

Artikelnummer 60828-2003



Produktbeschreibung

20mm UltraClean Headspace-Kappe mit Überdrucksicherung, farblos lackiert, mit Loch; Silicon weiß/PTFE beige, 45°shore A, 3,0mm
(Pckg. á 1.000 Stück)

Kategorie:	Headspace
Farbe:	Farblos lackiert
Material:	Aluminium
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Dicke der Dichtung:	3 mm
Septenmaterial:	Silicone/PTFE
Größe:	20 mm

Weitere Bilder

