

EASY PIERCE 9mm PP-Kurzgewindekappe, blau, mit Loch; Silicon weiß/PTFE rot, 1,0mm

Artikelnummer 60840-0915



Produktbeschreibung

EASY PIERCE 9mm PP-Kurzgewindekappe, blau, mit Loch; Silicon weiß/PTFE rot, 55° shore A, 1,0mm (Pckg. à 1.000 Stück)

Kategorie:	Kurzgewinde
Farbe:	Blau
Material:	PP
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Dicke der Dichtung:	1 mm
Septenmaterial:	Silicone/PTFE
Größe:	9 mm
Typ:	Easy Pierce

Weitere Bilder

