

9mm PP Kurzgewindekappe, rot, mit Loch; Silicon weiß/PTFE blau, 1,0mm, geschlitzt

Artikelnummer 61179-0915



Produktbeschreibung

9mm PP Kurzgewindekappe, rot, mit Loch; Silicon weiß/PTFE blau, 55° shore A, 1,0mm, geschlitzt (Pckg. á 1.000 Stück)

Kategorie: Kurzgewinde
Farbe: Rot
Material: PP
Verpackungseinheit: 1.000 Stück
Dicke der Dichtung: 1 mm
Septen Funktion: geschlitzt
Septenmaterial: Silicone/PTFE
Größe: 9 mm

Weitere Bilder

