

9mm UltraBond PP Kurzgewindekappe, blau, mit Loch; Silicon weiß/PTFE rot, 1,0mm

Artikelnummer 61220-0904



Produktbeschreibung

9mm UltraBond PP Kurzgewindekappe, blau, mit Loch; Silicon weiß/PTFE rot, 45° shore A, 1,0mm (Pckg. á 1.000 Stück)

Kategorie:	Kurzgewinde
Farbe:	Blau
Material:	PP
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Dicke der Dichtung:	1 mm
Seitenmaterial:	Silicone/PTFE
Größe:	9 mm
Typ:	UltraBond

Weitere Bilder

