

10mm PP-Schraubkappe, schwarz, mit Loch, mit Gewinde 10/425; Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent,, 1,3mm

Artikelnummer 61256-1015



Produktbeschreibung

10mm PP-Schraubkappe, schwarz, mit Loch, mit Gewinde 10/425; Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent,, 55° shore A, 1,3mm (Pckg. á 1.000 Stück)

Kategorie:	Schraubkappe
Farbe:	Schwarz
Material:	PP
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Dicke der Dichtung:	1,3 mm
Septenmaterial:	Nat.Rubber/TEF
Größe:	10 mm

Weitere Bilder

