

18mm UltraClean Magnetische Universalschraubkappe, mit Loch; Silicon blau transparent/PTFE weiß, 1,3mm

Artikelnummer 61309-1803



Produktbeschreibung

18mm UltraClean Magnetische Universalschraubkappe, mit Loch; Silicon blau transparent/PTFE weiß, 1,3mm (Pckg. á 1.000 Stück)

Kategorie:	Schraubkappe
Farbe:	Silber
Kappe vergleichbar:	5188-2759, 8010-0139, 8010-0417
Material:	Magnetisch
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Dicke der Dichtung:	1,3 mm
Septenmaterial:	Silicone/PTFE
Größe:	18 mm
Typ:	UltraClean

Weitere Bilder

