

20mm PE Kappe, transparent, mit 4,3mm Loch, Kappenhöhe 9,1mm, Silicon blau transparent/PTFE weiß, 1,3mm

Artikelnummer 61334-2215



Produktbeschreibung

20mm PE Kappe, transparent, mit 4,3mm Loch, Kappenhöhe 9,1mm, Silicon blau transparent/PTFE weiß, 45° shore A, 1,3mm (Pckg. á 1.000 Stück)

Kategorie:	Schnappdeckel
Farbe:	Transparent
Material:	PE
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Dicke der Dichtung:	1,3 mm
Septenmaterial:	Silicone/PTFE
Größe:	20 mm

Weitere Bilder

