

18mm Magnetische Universalschraubkappe, silber, mit Loch; Butyl rot/PTFE grau, 1,6mm

Artikelnummer 61416-1803



Produktbeschreibung

18mm Magnetische Universalschraubkappe, silber, mit Loch; Butyl rot/PTFE grau, 55° shore A, 1,6mm (Pckg. á 1.000 Stück)

Kategorie:	Schraubkappe
Farbe:	Silber
Material:	Magnetisch
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Dicke der Dichtung:	1,6 mm
Seitenmaterial:	Butyl/PTFE
Größe:	18 mm

Weitere Bilder

