

24mm Verschluss ZeroPeak PP Schraubkappe, weiß, geschlossen; Silicon natur/PTFE beige, 3,2mm, (EPA-Qualität)

Artikelnummer 61540-2415



Produktbeschreibung

24mm Verschluss ZeroPeak PP Schraubkappe, weiß, geschlossen; Silicon natur/PTFE beige, 3,2mm, (EPA-Qualität) (Pckg. á 1.000 Stück)

Kategorie:	Schraubkappe
Farbe:	Weiß
Material:	PP
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Dicke der Dichtung:	3 mm
Septenmaterial:	Silicone/PTFE
Größe:	24 mm

Weitere Bilder

