

9mm PP-Schraubkappe, schwarz, mit Loch, 9mm Scheibe, Naturkautschuk rotorange/TEF transparent, 1,0mm

Artikelnummer 61570-0915



Produktbeschreibung

9mm PP-Schraubkappe, schwarz, mit Loch, 9mm Scheibe, Naturkautschuk rotorange/TEF transparent, 55 shore A, 1,0mm (Pckg. á 1.000 Stück)

Kategorie:	Schraubkappe
Farbe:	Schwarz
Material:	PP
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Dicke der Dichtung:	1 mm
Septenmaterial:	Nat.Rubber/TEF
Größe:	9 mm

Weitere Bilder

