

11mm UltraClean Aluminium Bördelkappe, gold lackiert, mit Loch; Silicon weiß/PTFE rot, 1,3mm

Artikelnummer 61624-1103



Produktbeschreibung

11mm UltraClean Aluminium Bördelkappe, gold lackiert, mit Loch; Silicon weiß/PTFE rot, 45° shore A, 1,3mm (Pckg. á 1.000 Stück)

Kategorie:	Bördel/Crimp
Farbe:	Gold lackiert
Material:	Aluminium
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Dicke der Dichtung:	1,3 mm
Seitenmaterial:	Silicone/PTFE
Größe:	11 mm
Typ:	UltraClean

Weitere Bilder

