

11mm Aluminium Bördelkappe, silber, mit Loch; PTFE grau/Butyl creme/PTFE grau, 1,3mm

Artikelnummer 61663-1103



Produktbeschreibung

11mm Aluminium Bördelkappe, silber, mit Loch; PTFE grau/Butyl creme/PTFE grau, 55° shore A, 1,3mm (Pckg. á 1.000 Stück)

Kategorie: Bördel/Crimp
Farbe: Silber
Material: Aluminium
Verpackungseinheit: 1.000 Stück
Dicke der Dichtung: 1,3 mm
Seitenmaterial: PTFE/Butyl/PTFE
Größe: 11 mm

Weitere Bilder

