

18mm Magnetische Universalschraubkappe, silber, geschlossen; Butyl rot/PTFE grau, 1,6mm

Artikelnummer 61667-1803



Produktbeschreibung

18mm Magnetische Universalschraubkappe, silber, geschlossen; Butyl rot/PTFE grau, 55° shore A, 1,6mm (Pckg. á 1.000 Stück)

Kategorie: Schraubkappe
Farbe: Silber
Material: Magnetisch
Verpackungseinheit: 1.000 Stück
Dicke der Dichtung: 1,6 mm
Seitenmaterial: Butyl/PTFE
Größe: 18 mm

Weitere Bilder

