

11mm UltraClean PE Schnapppringkappe (weich), transparent, mit Loch; Silicon weiß/PTFE rot, 1,3mm

Artikelnummer 61852-1115



Produktbeschreibung

11mm UltraClean PE Schnapppringkappe (weich), transparent, mit Loch; Silicon weiß/PTFE rot, 45° shore A, 1,3mm (Pckg. à 1.000 Stück)

Kategorie:	Schnapppring
Farbe:	Transparent
Kappe vergleichbar:	5182-0550
Material:	PE
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Dicke der Dichtung:	1,3 mm
Septenmaterial:	Silicone/PTFE
Größe:	11 mm
Typ:	UltraClean

Weitere Bilder

