

11mm Aluminium Bördelkappe, farblos lackiert, mit Loch; Red Rubber / PTFE beige, 1,0mm

Artikelnummer 61875-1103



Produktbeschreibung

11mm Aluminium Bördelkappe, farblos lackiert, mit Loch; Red Rubber / PTFE beige, 45° shore A, 1,0mm (Pckg. á 1.000 Stück)

Kategorie:	Bördel/Crimp
Farbe:	Farblos lackiert
Material:	Aluminium
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Dicke der Dichtung:	1 mm
Seitenmaterial:	RedRubber/PTFE
Größe:	11 mm

Weitere Bilder

