

9mm PP Schraubkappe, transparent, mit Loch; Silikon weiß/PTFE rot, 1.0mm, angeschlitzt (Y)

Artikelnummer 62021-0915



Produktbeschreibung

9mm PP Schraubkappe, transparent, mit Loch; Silikon weiß/PTFE rot, 55° shore A, 1.0mm, angeschlitzt (Y) (Pckg. á 1.000 Stück)

Kategorie:	Schraubkappe
Farbe:	Blau
Material:	PP
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Dicke der Dichtung:	1 mm
Septen Funktion:	geschlitzt
Septenmaterial:	Silicone/PTFE
Größe:	9 mm

Weitere Bilder

