

8mm PP-Schraubkappe, RedRubber / PTFE beige

Artikelnummer 61965-0815



Produktbeschreibung

8mm Verschluss, PP Schraubkappe, schwarz, mit Loch; RedRubber / PTFE beige, 45° shore A, 1,0mm (Pckg. à 1000 Stück)

Kategorie: Schraubkappe
Farbe: Schwarz
Material: PP
Verpackungseinheit: 1.000 Stück
Dicke der Dichtung: 1 mm
Seitenmaterial: RedRubber/PTFE
Größe: 8 mm

Weitere Bilder

