

15ml Gewindeflasche, 23x60mm, Klarglas inkl. blauer PP-Kappe (100 Stück)

Artikelnummer 60051-2309



Produktbeschreibung

15ml Gewindeflasche, Klarglas mit blauer PP-Kappe 20-400 mit eingeklebter PTFE beschichteter Dichteinlage, 23x60mm (Pckg. à 100 Stück)

Anwendung:	Probenaufbewahrung
Kategorie:	Flasche + Verschluss
Farbe:	Klar
Material:	Klarglas
Verpackungseinheit:	100 Stück
Volumen:	15 ml

Weitere Bilder

