

15ml Gewindeflasche, 27x47mm, Braunglas inkl. roter PP-Kappe (100 Stück)

Artikelnummer 60051-2709



Produktbeschreibung

15ml Gewindeflasche, Braunglas mit roter PP-Kappe 24-400 und eingeklebter PTFE beschichteter Dichteinlage, 27x47mm (Pckg. à 100 Stück)

Anwendung:	Probenaufbewahrung
Kategorie:	Flasche + Verschluss
Farbe:	Braun
Material:	Klarglas
Verpackungseinheit:	100 Stück
Volumen:	15 ml

Weitere Bilder

