

10ml Gewindeflasche, 19x65mm, Klarglas inkl. schwarzer PP-Kappe (100 Stück)

Artikelnummer 60161-1909



Produktbeschreibung

10ml Gewindeflasche, Klarglas mit schwarzer PP-Kappe 15-425 und eingeklebter PTFE beschichteter Dichteinlage, 19x65mm (Pckg. à 100 Stück)

Anwendung: Probenaufbewahrung
Kategorie: Flasche + Verschluss
Farbe: Klar
Material: Klarglas
Verpackungseinheit: 100 Stück
Volumen: 10 ml

Weitere Bilder

