

1,5ml Gewindeflasche, ND8, 32x11,6mm, Klarklas, enge Öffnung (1.000 Stück)

Artikelnummer 60210-1109



Produktbeschreibung

1,5ml Gewindeflasche, Gewinde 8-425, 32x11,6mm, Klarklas, 1. hydrolytische Klasse, enge Öffnung (Pckg. à 1.000 Stück)

Anwendung:	Probenaufbewahrung
Kategorie:	Gewindeflasche
Größe des Verschlusses:	ND8
Farbe:	Klar
Material:	Klarklas
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Volumen:	1,5 ml

Weitere Bilder

