

4ml Waschflaschenkit für Agilent GCs (100 Stück)

Artikelnummer 60225-1309



Produktbeschreibung

4ml Wasch- & Probenflaschen-Kit bestehend aus 100 Klarglas-Flaschen 15x45mm mit je 20 blauen, gelben, grünen und roten Schraubkappen sowie je 10 schwarzen und weißen Schraubkappen mit montiertem Diffusionseinsatz für Agilent GCs

Anwendung:	GC
Kategorie:	Waschflaschen
Farbe:	Klar
Vergleichbar:	5182-0551
Material:	Klarglas
Verpackungseinheit:	100 Stück
Volumen:	4 ml

Weitere Bilder

