

5ml Gewindeflasche, 17x42mm, Klarglas inkl. weisser PP-Kappe (100 Stück)

Artikelnummer 60240-1709



Produktbeschreibung

5ml Gewindeflasche, Klarglas mit weisser PP-Kappe 15-425 und eingeklebter PTFE beschichteter Dichteinlage, 17x42mm (Pckg. à 100 Stück)

Anwendung: Probenaufbewahrung
Kategorie: Flasche + Verschluss
Farbe: Klar
Material: Klarglas
Verpackungseinheit: 100 Stück
Volumen: 5 ml

Weitere Bilder

