

20ml Gewindeflasche, 27x57mm, Braunglas inkl. blauer PP-Kappe (100 Stück)

Artikelnummer 60240-2709



Produktbeschreibung

20ml Gewindeflasche, Braunglas mit blauer PP-Kappe 24-400 und eingeklebter PTFE beschichteter Dichteinlage, 27x57mm (Pckg. à 100 Stück)

Anwendung: Probenaufbewahrung
Kategorie: Flasche + Verschluss
Farbe: Braun
Material: Klarglas
Verpackungseinheit: 100 Stück
Volumen: 20 ml

Weitere Bilder

