

20ml Gewindeflasche, 27x57mm, Klarglas inkl. roter PP-Kappe (100 Stück)

Artikelnummer 60251-2709



Produktbeschreibung

20ml Gewindeflasche, Klarglas mit roter PP-Kappe 24-400 und eingeklebter PTFE beschichteter Dichteinlage, 27x57mm (Pckg. à 100 Stück)

Anwendung: Probenaufbewahrung
Kategorie: Flasche + Verschluss
Farbe: Klar
Material: Klarglas
Verpackungseinheit: 100 Stück
Volumen: 20 ml

Weitere Bilder

