

0,3ml Mikroflasche, 31,5 x 5,5mm, Klarglas, runder Boden (1.000 Stück)

Artikelnummer 60276-0809



Produktbeschreibung

0,3ml Mikroflasche, 31,5 x 5,5mm, Klarglas, 1. hydrol. Klasse, runder Boden (Pckg. à 1.000 Stück)

Anwendung:	GC / HPLC
Kategorie:	Mikroflasche
Größe des Verschlusses:	ND8
Farbe:	Klar
Material:	Klarglas
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Volumen:	0,3 ml

Weitere Bilder

