

4ml Gewindeflasche ND13, 45 x 14,75mm, Braunglas (1.000 Stück)

Artikelnummer 60280-1309



Produktbeschreibung

4ml Gewindeflasche ND13, 45 x 14,75mm, Braunglas, 1. hydrol. Klasse (Pckg. à 1.000 Stück)

Anwendung:	HPLC
Kategorie:	Gewindeflasche
Größe des Verschlusses:	ND13
Farbe:	Braun
Vergleichbar:	5183-4450
Material:	Klarglas
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Volumen:	4 ml

Weitere Bilder

