

Kurzgewinde-V-Vial, ND9, 32x12mm, Braunglas, mit schlankem ausgezogenem, direkt verschließbarem 250µl Insert, 8µl Restvolumen (500 Stück)

Artikelnummer 60316-1109



Produktbeschreibung

Kurzgewinde-V-Vial, Braunglas, mit mit schlank ausgezogenem, direkt verschließbarem 250µl Insert, Schraubgewinde (ND9), 11x32mm, 8µl Restvolumen, (Pckg. à 500 Stück)

Anwendung:	GC / HPLC
Kategorie:	Kurzgewindeflasche
Größe des Verschlusses:	ND9
Farbe:	Braun
Material:	Klarglas
Verpackungseinheit:	500 Stück
Volumen:	0,25 ml

Weitere Bilder

