

1,5ml Gewindeflasche, ND8, 32x11,6mm, Braunglas, enge Öffnung, mit Schriftfeld und Füllmarkierungen (1.000 Stück)

Artikelnummer 60382-1109



Produktbeschreibung

1,5ml Gewindeflasche, Gewinde 8-425, 32x11,6mm, Braunglas, 1. hydrolytische Klasse, enge Öffnung, mit Schriftfeld und Füllmarkierungen (Pckg. à 1.000 Stück)

Anwendung:	GC / HPLC
Kategorie:	Gewindeflasche
Größe des Verschlusses:	ND8
Farbe:	Braun
Material:	Klarglas
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Volumen:	1,5 ml

Weitere Bilder

