

1,1ml Gewinde-Mikroflasche, ND8, 32 x 11,6mm, Klarglas, konisch (1.000 Stück)

Artikelnummer 60417-1109



Produktbeschreibung

1,1ml Gewinde-Mikroflasche, Gewinde 8-425, 32 x 11,6mm, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, konisch (Pckg. à 1.000 Stück)

Anwendung:	GC / HPLC
Kategorie:	Gewindeflasche
Größe des Verschlusses:	ND8
Farbe:	Klar
Material:	Klarglas
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Volumen:	1,5 ml

Weitere Bilder

