

1,5ml Kurzgewindeflasche ND9, 32x11,6mm, Klarglas, weite Öffnung, mit Schriftfeld und Füllmarkierungen (1.000 Stück)

Artikelnummer 60519-1109



Produktbeschreibung

1,5ml Kurzgewindeflasche ND9, 32x11,6mm, Klarglas, 1. hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld und Füllmarkierungen (Pckg. à 1.000 Stück)

Anwendung:	GC / HPLC
Kategorie:	Kurzgewindeflasche
Größe des Verschlusses:	ND9
Farbe:	Klar
Vergleichbar:	5183-2068, 8010-0014, 5182-0715, 5190-4044
Material:	Klarglas
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Volumen:	1,5 ml

Weitere Bilder

