

1,5ml Kurzgewindeflasche ND9, 32x11,6mm, Braunglas, weite Öffnung, mit Schriftfeld und Füllmarkierungen (1.000 Stück)

Artikelnummer 60520-1109



Produktbeschreibung

1,5ml Kurzgewindeflasche ND9, 32x11,6mm, Braunglas, 1. hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld und Füllmarkierungen (Pckg. à 1.000 Stück)

Anwendung:	GC / HPLC
Kategorie:	Kurzgewindeflasche
Größe des Verschlusses:	ND9
Farbe:	Braun
Vergleichbar:	5182-0716, 5183-2069
Material:	Klarglas
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Volumen:	1,5 ml

Weitere Bilder

